

Labirynt logopedyczny

Dodany przez Kasia

sobota, 06 listopada 2010 16:34 - Poprawiony środa, 10 listopada 2010 22:40



Oryginalna logopedyczna pomoc dydaktyczna. Wspaniała zabawa i jednocześnie ćwiczenie oddechu. Na tablicy magnetycznej można skomponować dowolny tor przeszkód, używając drewnianych klocków podklejonych taśmą magnetyczną. Zadaniem dziecka jest przedmuchiwanie za pomocą słomki jedną z 3 piłek: pingpongową, metalową lub drewnianą. Zróżnicowana waga piłeczek zmienia opór, jaki stawiają one przed powietrzem. Dzięki różnej wadze piłeczek oraz kształtów elementów - materiał stanowi atrakcyjną pomoc do ćwiczenia regulacji dmuchanego powietrza. Dzieci chętnie zagrają w taką grę, która urozmaica żmudne ćwiczenia oddechowe. Dostępny również labirynt bez właściwości magnetycznych

Zastosowanie:

atrakcyjne ćwiczenia oddechowe / zróżnicowanie trudności - natężenia strumienia powietrza / kontrolowanie oddechu i ćwiczenie mięśni twarzy

Zawartość:

obramowana plansza magnetyczna o wymiarze 45 x 32 cm
20 drewnianych elementów magnetycznych (długość kijka 10 cm)
2 magnetyczne półkule
3 piłeczki: pingpongowa, metalowa, drewniana
100 słomek

Źródło: www.pentomino.pl